



# CÂMERA 5G WI-FI USB HDMI

**DI-CAMWIFI MELHOR MODELO DA CATEGORIA**



**12 Megapixels de Resolução USB e REDE / Wi-Fi 5G / Hdmi 4K / Usb 2.0**

## SENSOR SONY®

**Ultra Resolução de 4000x3000 pixels a 30 FPS  
Modo de Multi-Imagem para ajuste em diferentes microscópios**

**APLICATIVO de fusão automática de profundidade de campo em tempo real e foco automático**

**A primeira câmera digital do mundo com um algoritmo avançado, que pode atingir profundidade de campo em tempo real fusão e foco automático.**


**Durante o processo de focagem manual, a câmara irá capturar automaticamente a imagem nítida da área focada e sintetizar em uma imagem nítida em tempo real.**

**Através deste algoritmo, para aquelas amostras com diferentes espessuras ou irregularidades, a câmera também pode obter facilmente imagens full frame com foco nítido através do foco automático e fusão de profundidade de campo.**

**Esta função suporta APP para celular e tablet.**

**No APP, deslizando a tela para a esquerda e para a direita, você pode alternar facilmente entre a imagem original, a imagem composta ou a imagem de comparação entre as duas.**

**Cada vez que você captura uma foto, a câmera captura e salva simultaneamente a imagem original e o imagem composta para recuperação posterior.**






# CÂMERA 5G WI-FI USB HDMI

**DI-CAMWIFI** MELHOR MODELO DA CATEGORIA

## Modos de Saída de Imagem






# CÂMERA 5G WI-FI USB HDMI

**DI-CAMWIFI MELHOR MODELO DA CATEGORIA**

**Software Profissional Incluso - Para Computadores**



**Demonstração da visualização da Câmera utilizada simultaneamente**

